

PaX-400C

La solución probada de imágenes dentales

Caring Insight
VATECH



Los valores de un vistazo

- >> **El primer paso para el diagnóstico dental**
 - La solución dual: panorámica digital + cefalometría
- >> **Imagen excepcional y calidad estable**
 - LDCP (Low Dark Current Processing)
 - LDCP (Procesamiento de Corriente de Baja Oscuridad)
- >> **Varios programas de captura**
 - Standard y óptima para el diagnóstico dental
- >> **Colocación fácil y exacta de Apoyo**
 - 3 ejes de posicionamiento
 - Soporte de cabeza
 - Sistema de espejo convexo
- >> **Diseño compacto y simple**
 - Espacio eficiente

Valores de un vistazo

La solución estándar en imágenes dentales

Pax-400C, la representación clásica de renombre y de solución de imágenes digitales VATECH, siempre te ofrece la estabilidad e imagen de gran calidad. Además, este eficiente sistema 2 en 1 - Sistema digital panorámico y cefalometría - satisface todas sus necesidades de imagen para el diagnóstico exacto y preciso con el uso de sus programas de captura diversificada.



El programa de captura óptimo para el diagnóstico dental

Pax-400C ofrece varios programas de captura. Satisface sus necesidades de imagen completa para el diagnóstico dental mediante la optimización de la captura y estado del paciente. Por otra parte, fácil de usar interfaz gráfica de usuario que ayuda a crear una forma fácil y un flujo de trabajo rápido, operativo en su práctica.




» Interfaz fácil e intuitiva


Modo	Descripción
Panorámica	Estándar panorámica (adulto, niño), la dentición anterior, la dentición del lado izquierdo, la dentición del lado derecho, la articulación tempomandibular (abierto / cerrado), los senos nasales
Cefalometría	Cefalometría lateral / PA (AP) / Carpo / SMV

Dimensiones


Vista



Vista frontal



Vista aérea



Especificaciones

Tiempo de exposición	Panorama 13seg. (estándar Panorámica Adulto) Céfalo 15seg. (Lateral, PA,)
Tipo de Sensor	Multi-Lineal Pano y Cefal.
Tensión del Tubo	40-90kV (ajustable a 1kV)
Punto Focal	0.5 X 0.5mm
Potencia	1.3 Kw

Peso (kg)	220 kg
Área de Adquisición (mm)	Panorama 146mm X 300mm Cefalometría 220mm X 300mm
Escala de Grises	4,096 (12bit)
Corriente del Tubo	2-10mA

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

RXDigital

RX Soluciones de Imagenología

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLÓGIA SA de CV
Cuautilán 352, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco. CP 45040. MÉXICO

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa

TEL: (33) 2305-0579 / (33) 2305-0580
CEL: (33) 3499-7095 / (33) 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com

www.rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental