

PatientView^{SD}



¡La Cámara PatientView SD "Todo-en-uno" es lo que usted y su consultorio han estado esperando! Sólo enciéndala con un botón y estará lista para un rápido "recorrido de la boca", capturando varias imágenes que serán guardadas en la memoria interna.

Diseñada intencionalmente como un "Espejo Digital", es lo último en herramientas co-diagnóstico de imagen jamás creada.

Podrá compartir imágenes con sus pacientes, mejorando la participación del paciente al "poseer" sus problemas dentales.

 **DENTERPRISE**
INTERNATIONAL, INC

Características & Especificaciones:

- Sus pacientes sostienen el "espejo" y las imágenes aparecerán más grandes debido a la cercanía a la pantalla.
- Pantalla Táctil de alta calidad de 5" con multifunción
- Memoria interna para 31 imágenes, facilita "Presentación de diapositivas" para su paciente.
- Opción de transferir a la Tarjeta SD para imprimir o para importar a su Software de Imagen *
- Para que su paciente lo sostenga o para usar sobre Superficie Plana.
- No depende de una computadora, sin embargo, es compatible para almacenar imágenes e impresión.
- Tamaño de pantalla: 5" Diagonal
- Resolución: 800 (H) x 600 (V)
- Energía: DC 9V, 500 mA Adaptador / Cargador
- Batería interna: Batería de litio-Ion, 120 minutos, Reemplazable.
- Pantalla Táctil: Administrador de imágenes Multifunción, Configuración de Color/Nitidez.
- Iluminación: 6 LED blancas (5600K)
- LOS: Ángulo Visual de 105 grados
- Botón: Captura, Selección 1/4, Página arriba / abajo, Eliminar.

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLOGÍA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol. Zapopan, Jalisco. MÉXICO

RXDigital

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa



TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com
ventas@rxdigitalsoluciones.com

RX Soluciones de Imagenología

www.rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental