

ECCO - JT-19
Recortadora de Modelos de Yeso 1/2 HP 10"**Características:**

- + Recortadora 1/2 HP.
- + Velocidad: 3200 RPM.
- + Disco Cuarzo 10 pulgadas.
- + Cubierta de Poliestireno de Alto Impacto.
- + Diseñado para Prótesis.
- + 1 año de Garantía.
- + Disponible en: 110V o 220V.
- + No se pega el Yeso.
- + Cubierta Anticorrosible.

Especificaciones Técnicas:

- + Manguera de Drenaje Flexible / Retráctil (*Longitud*: 80cm - 2.5pies, *Diámetro*: 5cm - 2")
- + Manguera de Agua (*Longitud*: 80cm - 2.5pies, *Diámetro*: 1.9cm - 3/4")
- + Medidas: 46x 46x 46 cm.
- + Peso: 16 kgs.