



CARACTERÍSTICAS DE GAMA ALTA A UN PRECIO ACCESIBLE




MÉTODO DE CAPTURA

- Botones ambidiestros de doble-cara
- Pedal de pie opcional
- Botón único para captura y guardado de imágenes en los softwares de imagen más conocidos.
- Conexión directa USB 2.0 de alta velocidad
- 3m de cable con conectores metálicos



ÓPTICA

- Tren óptico formado por 6 elementos en 3 grupos
- Campo de visión de 90 grados combinado con selector de 4 pasos, reproduce todos los modos intraorales de cara, sonrisa y macro.



ILUMINACIÓN

- Función práctica ON / OFF
- 9 Luces LED Blancas Extremadamente Brillantes

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLÓGIA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco. MÉXICO

RXDigital

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa



TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com
ventas@rxdigitalsoluciones.com

RX Soluciones de Imagenología

www.rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental



PIEZA DE MANO PORTÁTIL

- Pesa 65gr
- No requiere estación de base
- Se integra perfectamente con software de imagen




CALIDAD DE IMAGEN

- Sony CCD de alta resolución 1/4" (Dispositivo de Carga Acoplada)
- Resolución 811 x 508

INTERFASE DE SOFTWARE

- Video para Windows, WDM
- Compatible con Windows XP/ 7



RX SOLUCIONES DE IMAGENOLÓGIA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol. Zapopan, Jalisco. MÉXICO

RXDigital

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa



TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com
ventas@rxdigitalsoluciones.com

RX Soluciones de Imagenología

www.rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental