



ScaNeo

LA NUEVA FORMA DE EXPLORACIÓN

RXDigital

RX Soluciones de Imagenología

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa



www.rxdigitalsoluciones.com

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLÓGÍA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, MÉXICO

TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com

ventas@rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental



ScaNeo

LA NUEVA FORMA DE EXPLORACIÓN

ScaNeo es su escáner de placas digital confiable, diseñado para ofrecer excelentes imágenes radiográficas de forma rápida y sencilla. La operación es intuitiva para el dentista y el posicionamiento cómodo para el paciente. Beneficiarse de las ventajas de la imagen digital, manteniendo formas de proceso habituales.

Excelente calidad de imagen

ScaNeo está construido para cumplir los requisitos diarios en calidad de imagen. Radiografías de alta resolución para garantizar un diagnóstico preciso, incluso en caso de subexposición o sobreexposición. Con OrisWin DG suite el software de imagen, radiografías son fáciles de desplegar, almacenar y post-procesar. Además, la prueba con más de 20.000 ciclos de ScaNeo ofrece una durabilidad de larga duración y fiabilidad.

Eficiente y rentable

ScaNeo es una unidad compacta que se puede utilizar directamente cerca de la unidad o en una ubicación céntrica a las salas de trabajo, lo que hace que sea una solución eficaz y rentable. Los resultados del análisis se transmiten a través de Ethernet directamente a su estación de trabajo. No hay tiempo de espera, las placas están listas para ser utilizadas de nuevo inmediatamente después de la eliminación, este proceso también automatizado.

Manejo intuitivo / comodidad del paciente

Las placas dentales FONA tienen un recubrimiento anti-arañazos, y son finas y flexibles de ahí, su fácil manejo para el usuario y su posición cómoda para el paciente. Sin necesidad de reaprender nada, ya que la manipulación de estas placas es similar al de las películas tradicionales intraorales. La operación de ScaNeo se hace aún más fácil gracias a la pantalla que guía al usuario a través del proceso de eScaNeo.

Solución Integrada

ScaNeo se suministra con OrisWin Suite, el software de imágenes que integra el uso en toda la gama de productos FONA. Junto con los rayos X intraorales, FONA proporciona una solución completa dentro del campo intraoral garantizando la calidad de imagen excelente.

RXDigital

RX Soluciones de Imagenología

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLÓGIA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, MÉXICO

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa ↓

TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com
ventas@rxdigitalsoluciones.com

www.rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental

✓ **Facilidad de uso**

- ⊕ Pantalla de orientación para un uso intuitivo
- ⊕ Placas de imagen similares a una película convencional – finas y flexibles

✓ **Excelente calidad de imagen**

- ⊕ Radiografías de alta resolución para un diagnóstico preciso
- ⊕ OrisWin DG Suite – el software para la gestión de imágenes digitales

✓ **Excelente calidad de imagen**

- ⊕ Radiografías de alta resolución para un diagnóstico preciso
- ⊕ OrisWin DG Suite – el software para la gestión de imágenes digitales



Tamaño 0:
22x31 mm

Tamaño 1:
24x40 mm

Tamaño 2:
31x41 mm

Tamaño 3:
27x54 mm



ScaNeo está preparado para todas las medidas de placas intraorales.

Transportador y caja de almacenaje, todo en uno.

RXDigital

RX Soluciones de Imagenología

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLÓGIA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, MÉXICO

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa ↓

TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com
ventas@rxdigitalsoluciones.com

www.rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño del pixel	40µm
Velocidad procesado	16 bit
Resolución	12.5 lp/mm
Tiempo de procesado	4.7-10.1 seconds
Conexión	Ethernet
Voltage	100-240 V, 50/60 Hz
Dimensiones	(375x242x451) mm
Peso	10 kg



Fácil de usar

El manejo intuitivo de ScaNeo es aún más fácil gracias a una guía paso a paso en pantalla y un cargador que se adapta al tamaño de cada placa que se utiliza.



Bandeja de placas portátil

La bandeja de placas de ScaNeo puede transportarse fácilmente y permite guardar las placas de forma ordenada, manteniéndolas listas para la siguiente imagen radiográfica.



Integración sencilla

La conexión Ethernet, la dirección IP que puede cambiarse fácilmente y el software de gestión de imágenes OrisWin DG Suite permiten una integración sencilla en la red existente.



Fundas protectoras

El recubrimiento especial anti-arañazos, las fundas para protegerlas de la luz y las bolsas higiénicas aseguran una protección a largo plazo de las placas para imágenes FONA, permitiendo una alta calidad de imagen constante.

RXDigital

RX Soluciones de Imagenología

RX SOLUCIONES DE IMAGENOLÓGIA S.A. de C.V.

Av. Moctezuma 3515-1B, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, MÉXICO

VISITE Nuestro Sitio Web
y vea nuestra Línea de
Productos Completa



TEL: (33) 3880-1262 CEL: (33) 3499-7095 / 1300-5813

contacto@rxdigitalsoluciones.com
ventas@rxdigitalsoluciones.com

www.rxdigitalsoluciones.com



RxDigitalDental